



شرایط تهیه نمونه برای آزمون VMA و کاتکول آمین‌ها

زمان بازنگری:	تاریخ صدور: ۹۰/۰۵/۱۹	تعداد صفحات از: ۱ از ۱	شماره سند: WI-142
شماره تجدید نظر:		تهیه کننده:	محدوده توزیع:

شرایط تهیه نمونه برای آزمون VMA و کاتکول آمین‌ها (اپی‌نفرین، نوراپی‌نفرین، متانفرین، نورمتانفرین، دوپامین)

بیمار باید موارد ذیل را مراجعات نموده و سپس نسبت به انجام آزمون مراجعه نماید:

- از ۳ روز قبل از آزمون از مصرف غذا و نوشیدنی‌های حاوی اسید فنولیک مانند چای، کولا، موز، مرکبات، شکلات، وانیل، سرکه سیب، جوش شیرین و شیرین بیان خودداری نماید.
- ورزش شدید، استرس، روزه‌داری ممکن است موجب افزایش سطح VMA گردد؛ لذا باید از فعالیت‌های شدید بدنی و عوامل استرس زا و روزه‌داری خودداری نماید.
- مصرف داروهای ذیل سبب افزایش سطح VMA می‌شوند. بیمار باید از **۴۸ ساعت** قبل از اقدام به نمونه‌گیری از مصرف این داروها خودداری کند:
اپی‌نفرین لوودوپا ، کربنات لیتیم ، نیتروگلیسیرین
- مصرف داروهای ذیل سبب کاهش سطح VMA می‌شوند. بیمار باید از **۴۸ ساعت** قبل از اقدام به نمونه‌گیری از مصرف این داروها خودداری کند:
کلونیدین ، دی سولفیرام (آتابیونه)، گوانتیدین ، ایمی پرامین ، فنو تیازین ها ، رزرپین
- داروهایی که می‌توانند سبب افزایش سطح کاتکول آمین‌ها می‌گردند عبارتند از:
الکل اتیلیک آمینوفیلین ، کلونیدین ، دی سولفیرام ، اپی‌نفرین ، اریتروومایسین ، انسولین ، متنامین ، متیل دوپا ، نیترو گلیسیرین ، کینیدین ، ریبوفلاوین ، و تتراسایکلین
- داروهایی که ممکن است سبب کاهش سطح کاتکول آمین‌ها گردد عبارتند از:
گوانتیدین ، رزرپین و سالسیلات ها

بیمار باید در شرایط بدون استرس یا فعالیت فیزیکی شدید اقدام به تهیه نمونه ادرار **۲۴ ساعته** در زمان تهیه باید در یخچال نگهداری شود و جهت پایداری نمونه باید در PH برابر **۳** ، نمونه تهیه شود. (از اسید استیک به عنوان ماده محافظ استفاده می‌شود که قبلاً در ظرفی که آزمایشگاه ارائه می‌کند ریخته می‌شود.)

تصویب کننده: دکتر پوربراهیم

تایید کننده: دقیق آذر