

شماره سند: WI-173	تعداد صفحات: ۱-۱	تاریخ صدور: 90/12/۰۳	زمان بازنگری:
محدوده توزیع:	تهیه کننده:	شماره تجدید نظر:	

- ۱- فاصله بین انزال، احتلام یا نزدیکی با همسر ۳ - ۲ روز باشد.
- ۲- نمونه باید سریعاً به ظرف مخصوص جمع آوری منتقل شده و در انکوباتور قرار داده شود.
- ۳- نمونه منی خارج شده باید تماماً در ظرف جمع آوری ریخته شود و قسمتی از آن کافی نیست.
- ۴- در صورت نمونه گیری در منزل می بایست نمونه حداکثر در مدت ۲۰ دقیقه بطوری که در زیر بغل برای حفظ دمای ۳۷ درجه قرار دارد، به آزمایشگاه انتقال داده شود.
- ۵- هر گونه بیماری محرز تناسلی و مجاری ادراری به آزمایشگاه اطلاع داده شود.
- ۶- اگر نمونه به روش استمنای تهیه می شود دقت شود از روغن لزوج کننده یا کف صابون استفاده نشود اگر این مواد با نمونه آغشته شوند نتایج کاذب بدست خواهد آمد.

نام و امضاء تایید کننده: دقیق اذر	نام و امضاء تصویب کننده: دکتر پور ابراهیم
همکاران محترم: جهت هر گونه تغییرات در این سند شما می توانید با پر کردن فرم مخصوص تغییر مستندات و هماهنگی با مسئول تضمین کیفیت اقدام نمایید.	